


# FICHA TECNICA

# 检测报告

## TEST REPORT

第 4 页 共 5 页

照片和说明 Photos and instructions  
(Q1)



样品描述 Sample description

/

型号规格或其它说明 Type, Specification or other description

105MM\*155MM



# Certificate of Compliance

No. 0B200319.JFEUS97

Certificate's Holder:

Jiangsu FRS Environmental Protection Technology Co., Ltd.  
Room 601, No.4 Building of Xuzhou Software Park,  
No.6 Software Park Road, Quanshan District,  
Xuzhou City, Jiangsu Province, China.

Certification ECM Mark:



Product:  
Model(s):

Filtered anti-particle mask  
KN95

Classification:

9001 FFP2 NR D

Verification to:

Standard:  
EN 149:2001+A1:2009

related to CE Directive(s):  
R 2016/425 (Personal Protective Equipment)

**Remark:** This document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the requirements of the ECM Certification Mark. The conformity mark above can be affixed on the products accordingly to the ECM regulation about its release and its use.

Additional information and clarification about the Marking:



The manufacturer is responsible for the CE Marking process. This document has been issued on the basis of the regulation on ECM Voluntary Mark for the certification of products. RG01\_ECM rev.3 available at: [www.entecerma.it](http://www.entecerma.it)

**Issuance date: 19 March 2020**

**Expiry date: 18 March 2025**

Reviewer  
Technical expert  
Amanda Payne

Approver  
ECM Service Director  
Luca Bedonni

**Ente Certificazione Macchine Srl**

Via Ca' Bella, 243 - Loc. Castello di Serravalle - 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY  
☎ +39 051 6705141 📠 +39 051 6705154 📧 [info@entecerma.it](mailto:info@entecerma.it) 🌐 [www.entecerma.it](http://www.entecerma.it)

شهادة - 증명서 - Certificat - 證明書 - Сертификат - Certificate



### NARIQUERA

La cual se amolda perfectamente a cualquier tabique. Recubierta con espuma para mayor confort

### SELLO NIOSH N95

Numero TC designado por NIOSH solo a respiradores aprobados

### DANDAS DE AJUSTE

Para un buen balance y sellado contra el rostro

### PUNTO ANTI-COLAPSAMIENTO

Por ultrasonido se fusiona las telas evitando que se adhieran al rostro

### SELLADO POR ULTRASONIDO

Cierre hermático que garantiza seguridad, protección y rigidez permitiendo comodidad



## Respirador NIOSH N95 9510-1 Blanco



NITTA CORP. MANUFACTURING COMPANY  
 AUTOPISTA MEDELLIN KM 1 VIA SIBERIA BOGOTA COLOMBIA  
 PHONE NUMBER 571 8905230



THIS RESPIRATOR IS APPROVED ONLY IN THE FOLLOWING CONFIGURATION:

TC	Protection 1	Respirator				Cautions and limitations 2
		9510-1	9510-2	9510-3	9510-4	
B4A-8118	N95	X	X	X	X	ABCJMNOP

#### 1. PROTECTION

N-95 Particulate Filter (95%) (Filter Efficiency Level)  
 Effective against particulate aerosols free of oil;  
 time use restrictions may apply

#### 2. CAUTIONS AND LIMITATIONS

- A- Not for use in atmospheres containing less than 19.5% oxygen.
- B- Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
- C- Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
- J- Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
- M- All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA and other applicable regulations.
- N- Never substitute, modify, add or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer.
- O- Refer to user's instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
- P- NIOSH does not evaluate respirators for use as surgical masks.

## Ficha Técnica

### Gorros

Elemento:	Gorro
Uso:	Es usado como prenda de protección pues permite separar el cabello o el cuero cabelludo del exterior para evitar la contaminación de cabellos.
Creado:	01 de Mayo de 2020
Tela	No tejida / 30 gramos / Polipropileno al 100%



Gorro con elástico que se adapta al contorno craneal.  
El gorro no debe cubrir totalmente la frente, ni los ojos.

Es usado como prenda de protección pues permite separar el cabello o el cuero cabelludo del exterior para evitar la contaminación de cabellos.